

BIOSTAR[®] 4-Aligner

Aumente su productividad sin comprometer la calidad de sus trabajos.



Un nuevo nivel en la tecnología de termoconformado a presión.



¡Un avance para tu día a día!

Productividad, precisión y flexibilidad: Biostar® 4-Aligner te permitirá termoformar hasta 4 alineadores al mismo tiempo. Empieza ya con tu producción de alineadores profesional.



Alta productividad

Haga su flujo de trabajo más cómodo y eficiente. Con el BIOSTAR® 4-Aligner es posible termoformar hasta 4 trabajos al mismo tiempo, obteniendo 120 alineadores en una hora.



Resultados precisos

Cada plancha se calienta individualmente en su propia cámara de presión y se termoforma a 4 bares, adaptándose perfectamente a la anatomía dental consiguiendo así unos resultados muy precisos de termomoldeo a presión con los altos estándares de calidad.



Procesos flexibles

Con BIOSTAR® 4-Aligner, puede elegir entre varios formatos de lámina SCHEU-DENTAL en función de sus preferencias. Planchas individuales: Láminas redondas (Ø 120-125 mm) o planchas rectangulares disponibles exclusivamente en SCHEU-DENTAL para aplicación cuádruple (499 x 114 mm).

Características BIOSTAR® 4-Aligner

BIOSTAR® 4-Aligner	95-230 V
REF	#3030
Potencia	1450 watt
Presión de trabajo	4 bar
Dimensiones (W x D x H)	612 x 337 x 524 mm
Peso	50 kg

Una combinación imbatible.

Resultados perfectos con el innovador formato de plancha de SCHEU-DENTAL.



Las planchas rectangulares o stripes, disponibles exclusivamente en SCHEU-DENTAL. Están diseñadas para una aplicación cuádruple y cuentan con un código escaneable. Como con todas las planchas de termoformado SCHEU-DENTAL, todo lo que tiene que hacer es escanear el código de las planchas y los parámetros para el procesamiento de termoconformado, como los tiempos de calentamiento y enfriamiento, quedan preestablecidos. Las láminas redondas (Ø 120-125 mm) también se pueden termoformar fácilmente con la BIOSTAR[®] 4-Aligner para producir hasta 2 alineadores al mismo tiempo.

Los mejores resultados para diferentes indicaciones:



Alineador

Material: DURAN[®]+, CA[®] Pro+*

Más planchas disponibles.

*No disponible en EEUU

Por supuesto, nuestro servicio no termina con la compra de uno de nuestros aparatos.

Si tiene alguna pregunta o experimenta algún problema en su trabajo diario, no dude en ponerse en contacto con el equipo de SCHEU-DENTAL. Puede llamarnos o concertar una cita con nuestro personal de ventas para tratar cuestiones específicas